



# Dermagrip Lateks Steril

## Undersøkelshanske

**Dermagrip lateks steril gir godt grep og maksimal beskyttelse.**

Disse hanskene er beregnet for ikke-invasiv undersøkelse, diagnostikk applikasjoner, kirurgisk støtte for kirurgiske sykepleiere og anestesi- sykepleiere, og for sikker håndtering av sterile instrumenter og andre sterile prosedyrer.

### Art. nr.

SX	D1500-13
S	D1501-13
M	D1502-13
L	D1503-13
XL	D1504-13

### Forpakning

50 par per eske / 300 par per kartong

# DERMAGRIP®

### Produktegenskaper

- Naturgummi lateks
- Lang mansjett (290 mm)
- Pudderfri
- Strukturert overflate
- Gammasterilisert

### Tykkelsesmålinger av hanske

Fingre (15 mm fra tuppen)  
Håndflate (Midten av håndflate)  
Mansjett (25 mm fra mansjettkanten)

### Enkel vegg (mm)

min. 0,16 ± 0,03  
min. 0,14 ± 0,03  
min. 0,11 ± 0,03

### Sertifiseringer

Godkjent for medisinsk bruk

ISO 9001	ISO 13485	EN ISO 374-1,5:2016
ASTM D3578	EN 420:2003	EN 455 (1-4)

### Materiale

Naturgummi Lateks

### Farge

Hvit