



# Dermagrip Nitril Steril Extended Cuff

## DERMAGRIP®

### Undersøkeshanske

**Dermagrip Nitril Steril Extended Cuff er en steril undersøkeshanske som er svært godt egnet for bruk i et sterilt og strengt kontrollert miljø.**

Denne sterile undersøkeshansken er beregnet for ikke-invasiv undersøkelse og diagnostikk applikasjoner, kirurgisk støtte for kirurgiske sykepleiere og anestesi- sykepleiere.

#### Art. nr.

XS	D1400-43
S	D1401-43
M	D1402-43
L	D1403-43
XL	D1404-43

#### Forpakning

50 par per eske / 300 par per kartong

#### Produktegenskaper

- Lateksfri
- Pudderfri
- Rette fingre
- Lang mansjett (290 mm)
- Gammasterilisert

#### Tykkelsesmålinger av hanske

Fingre (15 mm fra tuppen)  
Håndflate (Midten av håndflate)  
Mansjett (25 mm fra mansjettkanten)

#### Enkel vegg (mm)

min. 0,17 ± 0,03  
min. 0,08  
min. 0,08

#### Sertifiseringer

Godkjent for medisinsk bruk

ISO 9001	ISO 13485	EN ISO 374-1,5:2016
ASTM D6319	EN 420:2003	EN 455 (1-4)

#### Materiale

100% Nitril

#### Farge

Blå