



# SafeDon™ Dermagrip Ultra LT

# DERMAGRIP®

## Undersøkelshanske

**Dermagrip Ultra LT er en 100 % Nitrilhanske dispensert i SafeDon Hygiene System.**

Dispensersystemet bidrar til å redusere risikoen for krysskontaminering og er et alternativ til tradisjonelle dispenserbokser. Denne pakningsstørrelsen er ideell for mobilt bruk som i f.eks.hjemmesykepleien.

### Art. nr.

XS	D1500-81
S	D1501-81
M	D1502-81
L	D1503-81
XL	D1504-81

### Forpakning

50 stk per eske / 400 stk per kartong

### Produktegenskaper

- SafeDon Hygiene System
- Lateksfri
- Pudderfri
- Rette fingre
- Struktureert overflate

### Tykkelsesmålinger av hanske

Fingre (15 mm fra tuppen)  
Håndflate (Midten av håndflate)  
Mansjett (25 mm fra mansjettkanten)

### Enkel vegg (mm)

min. 0,07  
min. 0,06  
min. 0,05

### Sertifiseringer

Godkjent for medisinsk bruk

ISO 9001                      EN13485  
EN ISO 374-1,4,5: 2016

US FDA QSR

EN 16523-1: 2015

### Materiale

100% Nitril

### Farge

Blå