



## Dermagrip® Nitrile Extended Cuff

### Spesialhansker

Disse undersøkeshanskene sørger for mindre slitasje, bedre punkteringsmotstand og høyere gjennomtrengningsbeskyttelse enn latekshansker med samme tykkelse.

I tillegg gir de lengre mansjettene utmerket beskyttelse mot kjemiske og fysiske farer i høyrisiko- og kritiske situasjoner.

#### Art. nr.

XS	D1400-47
S	D1401-47
M	D1402-47
L	D1403-47
XL	D1404-47

#### Forpakning

100 stk per eske  
1 000 stk per kartong

## DERMAGRIP®

#### Bruksområde

Godt egnet for kjemiske og fysiske farer i høyrisiko- og kritiske situasjoner.

#### Egenskaper

- 100% Nitril (lateksfri)
- Pudderfrie
- Rette fingre
- Høy bruddstyrke
- Lang mansjett (290mm)

#### Tykkelsesmålinger av hanske

	Enkel vegg (mm)
Fingre (15 mm fra tuppen)	0,17 ± 0,02
Håndflate (Midten av håndflate)	min. 0,08
Mansjett (25 mm fra mansjettkanten)	min. 0,08

#### Sertifiseringer

Godkjent for medisinsk bruk iht (EU) 2017/745

ISO 9001	ISO 13485	EN ISO 374-1,2,3,4,5:2016
ASTM D3578	EN 420:2003	EN 455 (1-4)
US FDA (QSR)	CE 2797	

#### Materiale

Nitril

#### Farge

Blå