



Liv Des+72

Overflatedesinfeksjon

Flytende etanolbasert overflatedesinfeksjon med tensid, med et alkoholinnhold på 75 %. Den brukes i konsentrert form for effektivt å forebygge og forhindre spredning av mikrobiologiske infeksjoner (bakterier, sopp, virus) via overflater. Tilsetning av overflateaktivt middel øker alkoholens kontakt med overflaten. Produktet er godt egnet for overflater forurenset med kroppsvæsker, blod etc. dvs. lett skitne overflater.

Bruksanvisning

Spray en rikelig mengde desinfeksjon på overflaten. Bearbeid overflaten med en ren tørkeklut eller lofritt papir. Det er viktig at overflaten er fuktig under rengjøringen. Bruk hansker for å unngå uttørring av huden.

Produktet oppfyller den europeiske standarden for desinfeksjonsmidler.

• Bakteriedrepende	EN 13727	5 min
• Bakteriedrepende	EN 13697	2 min
• Bakteriedrepende	EN 16615	5 min
• Gjærdrepende	EN 13624	5 min
• Gjærdrepende	EN 13697	2 min
• Gjærdrepende	EN 16615	5 min
• Soppdrepende	EN13624	5 min
• Virusdrepende	EN 14476	5 min
	Innkapslede virus	1 min
	Murint Norovirus	5 min

Bruk biocider på en sikker måte. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Navn	Mengde	Antall i eske	Art. Nr.
Plastflaske	1 L	12 stk/krt	17230001
Plastflaske m/membran kork	1 L	12 stk/krt	1723M001
Wipes	150 stk	150 stk/krt	17230150



Produktegenskaper

- pH-verdi: 7
- Etanolbasert
- Med tensid
- Motvirker bakterier, sopp og virus

Produksjonsland: Sverige