



# ProFeel DHD® Micro

## Operasjonshansker

**ProFeel DHD Micro er designet for mikrokirurgiske og oftalmiske prosedyrer. Hansken er tynnere enn andre operasjonshansker som gir økt fingerfølsomhet.**

Mansjetten med rullekant sikrer at hanskene holder seg fast etter påtagning. Påtrykt merking med størrelse, merke og hånd(høyre/venstre), sikres enkel identifikasjon av hanske

### Art. Nr.

|       |          |
|-------|----------|
| 5 1/2 | P3355-34 |
| 6     | P3360-34 |
| 6 1/2 | P3365-34 |
| 7     | P3370-34 |
| 7 1/2 | P3375-34 |
| 8     | P3380-34 |
| 8 1/2 | P3385-34 |
| 9     | P3390-34 |

### Forpakning

50 par per eske / 200 par per kartong.

### Bruksområde

Egnet til mikrokirurgi. Den unike brune fargen skaper en god kontrast til de lyse organene og vevsdelene, forbedres synlighet under operasjonen og øyebelastningen minimeres på grunn av lav lysrefleksjon.

### Egenskaper

- 290 mm (lang mansjett)
- Kontrastfarge
- Pudderfri
- Mansjett med rullekant
- Mikrokirurgi

### Tykkelsesmålinger av hanske

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Fingre (15 mm fra tuppen)           | min. 0,18 ± 0,2 |
| Håndflate (Midten av håndflate)     | min. 0,15 ± 0,2 |
| Mansjett (25 mm fra mansjettkanten) | min. 0,13 ± 0,2 |

### Enkel vegg (mm)

### Sertifiseringer

Godkjent for medisinsk bruk

|            |             |                   |
|------------|-------------|-------------------|
| ISO 9001   | ISO 13485   | EN ISO 374-1:2016 |
| ASTM D3577 | EN 420:2003 | EN 455 (1-4)      |

### Materiale

Naturgummilateks

### Farge

Brun