



# ProFeel DHD® Platinum

## Operasjonshansker

**Profeel DHD Platinum er en allsidig operasjonshanske av høy kvalitet. Med sin anatomiske passform, utmerkede grep og taktile følsomhet blir denne hansen ideell for behagelig og sikker håndtering av kirurgiske instrumenter.**

Mansjett med rullekant sikrer at hanskene holder seg fast etter påtagning. Påtrykt merking med størrelse, merke og hånd(høyre/venstre), sikrer enkel identifikasjon av hansen.

### Art. nr.

5 1/2	P3355-01
6	P3360-01
6 1/2	P3365-01
7	P3370-01
7 1/2	P3375-01
8	P3380-01
8 1/2	P3385-01
9	P3390-01

### Forpakning

50 par per eske / 200 par per kartong

### Bruksområde

Den spesielle overflatebehandlingen sikrer god håndtering av kirurgiske instrumenter i både våte og tørre forhold. Spesialhanske for egnet for operasjoner.

### Egenskaper

- Naturgummilateks
- Pudderfri
- Buede fingre
- Gammasterilisert

### Tykkelsesmålinger av hanske

Fingre (15 mm fra tuppen)	min. 0,21 ± 0,2
Håndflate (Midten av håndflate)	min. 0,17 ± 0,2
Mansjett (25 mm fra mansjettkanten)	min. 0,16 ± 0,2

### Enkel vegg (mm)

### Sertifiseringer

Godkjent for medisinsk bruk		
ISO 9001	ISO 13485	EN ISO 374-1:2016
ASTM D3577	EN 420:2003	EN 455 (1-4)

### Materiale

Lateks

### Farge

Hvit