



# ProFeel DHD® Polyisoprene Operasjonshansker

Vår lateksfrie og pudderfrie operasjonshanske representerer den nyeste innovasjonen innen syntetisk hanske-teknologi. Polyisoprene er syntetisk fremstilt naturgummi, som gir samme følelse, passform og komfort i et 100% lateksfritt produkt.

Mansjetten med rullekant sikrer at hanskene holder seg fast etter påtagning. Påtrykt merking med størrelse, merke og hånd(høyre/venstre), sikres enkel identifikasjon av hansken.

## Art. Nr.

5 1/2	P3355-56
6	P3360-56
6 1/2	P3365-56
7	P3370-56
7 1/2	P3375-56
8	P3380-56
8 1/2	P3385-56
9	P3390-56

## Forpakning

50 par per eske / 200 par per kartong.

## Bruksområde

En kirurgisk hanske med en passform, følelse og komfort som kan sammenlignes med en latekshanske. Forhindrer 100 % av allergiske reaksjoner forårsaket av naturgummilateks (type I-allergier). Egnert for kirurgi.

## Egenskaper

- 290 mm (lang mansjett)
- Polyisoprene (Lateksfri)
- Pudderfri
- Buede fingre

## Tykkelsesmålinger av hanske

Fingre (15 mm fra tuppen)	min. 0,24 ± 0,2
Håndflate (Midten av håndflate)	min. 0,20 ± 0,2
Mansjett (25 mm fra mansjettkanten)	min. 0,16 ± 0,2

## Enkel vegg (mm)

## Sertifiseringer

Godkjent for medisinsk bruk		
ISO 9001	ISO 13485	EN ISO 374-1:2016
ASTM D3577	EN 420:2003	EN 455 (1-4)

## Materiale

Polyisoprene (lateksfri)

## Farge

Hvit